

いやしのイオンマット iOSLEEP 暖

健康のために
眠りながら
ヘルスケア。



〈販売価格〉
35,000 円(税込)

好評発売中

高品質で安心な
信頼の日本製

福井県鯖江市で
作られています。

医療機器認証取得

家庭用電位治療器

医療機器認証番号 225AGBZX00065000

☎ 0120-62-4562

お問い合わせ受付 月曜～金曜(9:00～17:00)

⚠ 注意

本製品を安全にお使いいただくために、以下の項目にご注意ください。

【警告】

- 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。
- 次のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。
- ◎ ペースメーカ、植込み型除細動機などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み医用電気機器。
- ◎ 心電計などの装着型の医用電気機器

【禁忌・禁止】

- 次の人は、必ず医師とご相談の上ご使用ください。
- ◎ 悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
- ◎ 心臓に障害のある人。
- ◎ 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- ◎ 体温38℃以上(有熱期)の人。
- ◎ 安静を必要とする人。
- ◎ せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人。
- ◎ 糖尿病などの高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。
- ◎ 高血圧の人。
- ◎ 不整脈のある人。
- ◎ 睡眠時無呼吸症の人。
- ◎ ぜん(喘)息の人。

定格・仕様

クラス分類	管理医療機器	使用環境温度	0-40℃
種別	機械器具78家庭用電気治療器	使用環境湿度	30-75%(結露なきこと)
一般的名称	家庭用電位治療器	寸法	マット:幅1,000mm×長さ2,000mm コントローラー:幅140mm×長さ195mm×高さ34mm
販売名	イオスリーブ暖	質量	マット:約2.5kg コントローラー:約0.6kg
医療機器認証番号	225AGBZX00065000	コード長さ	電源コード:約2.0m 制御コード:約1.2m
安全装置	過電流保護回路	材質	表裏生地:キルティング生地(綿100%) 内部:綿、難燃性ウレタンフォーム、不織布
定格電圧	AC100V	材料	コントローラー:難燃ABS(V0)、ポリカーボネート ケーブルカバー、コネクタカバー:ポリカーボネート
定格周波数	50/60Hz		
定格消費電力	50W(ヒーター部:49W)		
出力電圧	DC-200V/-700V(波高値)		
設定温度	弱:30℃、中:35℃、強:39℃		
タイマー設定	1-8時間(1時間単位)		

 **タイヨ-電子株式会社**

 **0120-62-4562**

お問い合わせ受付は月曜～金曜(9:00～17:00)の間で行っています

〒916-0061 福井県鯖江市平井町20-3 TEL 0778-62-4545(代) FAX 0778-62-4566(代)
<http://taiyo-elc.com>

健康のために眠りながらヘルスケア。

大切なひとといつまでも健やかに暮らせますように。

「イオスリープ暖」は、そんな思いから開発された一般家庭用の電位治療器です。

マイナス電位のはたらきにより、眠りながらからだをより健康な状態へと導きます。疲れたからだにやさしいヘルスケアをおすすめします。



このような症状にお悩みの方におすすめします



頭痛

精神的・身体的ストレスなどで引き起こされる頭痛に。過度の緊張をやわらげます。



肩こり

ストレスや運動不足、悪い姿勢からくる肩こりに。血行を改善して症状をやわらげます。



不眠症

布団に入っても眠れない、何度も目が覚める。不眠症で悩んでいる方は日本でも5人に1人の割合ともいわれています。眠りながら健康をサポートします。



慢性便秘

慢性便秘では老廃物をからだの中のためこんで、お肌の調子も悪くなり、からだの疲れもたまりやすくなります。そんなつらさをやわらげます。

※効果の表れ方や感じ方には個人差があります。予めご了承ください。

イオスリープ暖の特長

電位動作 と 加温動作 の W機能

電位動作

肉体的・精神的な健康を保つために内蔵した「導電シート」からマイナス電位をかけて、からだのバランスを整えるはたらきです。

効果 ・ 効能



加温動作

寒い冬場に大活躍！

足元に内蔵したヒーターで
頭寒足熱を実現しました。



10層構造 のマット



適度な厚さと固さを実現！

敷布団いらずのシングルサイズです！

家計にやさしいエコ設計

電位動作
1時間当たり 約0.03円

加温動作
1時間当たり 約1.1円



体調に合わせて使えます

使用時間（1～8時間・1時間単位）、電位（高・低）の2段階、温度（弱・中・強）の3段階の調整が出来ます。その日の体調に合わせてお好みの時間・電位・温度にて治療をする事が可能です。ご自分の体調に合わせてお使いいただけます。



末永くお使いいただくために

イオスリープ暖は、マットレス中に導電シート、ヒーターが入っている為、洗濯をすることができません。汚れが付着した場合は、汚れた部分を軽くたく様に汚れを落として下さい。また、においなどが気になる場合は、陰干しにして頂くとう効果的です。



Keep clean!